

ООО «Белагровент» предлагает к поставке весы производства Госметр (РФ)

Технические лабораторные весы

ВЛТЭ-П-В

II высокий класс точности, (ГОСТ OIML R 76-1-2011)

Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-П-В представляют собой упрощенную модификацию широко известной серии *прецизионных весов ВЛТЭ* и разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов, но определяющей важной характеристикой является улучшенная скорость стабилизации весов. Данная серия весов совмещает уникальные для своего класса для своего класса возможности и удобство в работе благодаря стандартно устанавливаемой системе внутренней калибровки.



Модель весов	НПВ, г	Дискретность, г	Калибровка
ВЛТЭ-150П-В	150	0,005/(0,002)*	внутренняя
ВЛТЭ-210П-В	210	0,005/(0,002)*	внутренняя
ВЛТЭ-310П-В	310	0,005/(0,002)*	внутренняя
ВЛТЭ-410П-В	410	0,005/(0,002)*	внутренняя
ВЛТЭ-510П-В	510	0,05/(0,02)*	внутренняя
ВЛТЭ-1100П-В	1100	0,05/(0,02)*	внутренняя
ВЛТЭ-2100П-В	2100	0,05/(0,02)*	внутренняя
ВЛТЭ-3100П-В	3100	0,05/(0,02)*	внутренняя
ВЛТЭ-4100П-В	4100	0,05/(0,02)*	внутренняя
ВЛТЭ-5100П-В	5100	0,5/(0,2)*	внутренняя
ВЛТЭ-6100П-В	6100	0,5/(0,2)*	внутренняя

ВЛТЭ-Т

II высокий класс точности, (ГОСТ OIML R 76-1-2011)

Технические лабораторные весы серии ВЛТЭ-Т созданы как эконом версия старшей серии прецизионных весов ВЛТЭ. Разработаны специально для тех случаев, когда не требуется повышенная дискретность получаемых результатов взвешивания.



Модель весов	НПВ, г	Дискретность, г	Калибровка
ВЛТЭ-150Т	150	0,01	внешняя
ВЛТЭ-210Т	210	0,01	внешняя
ВЛТЭ-310Т	310	0,01	внешняя
ВЛТЭ-410Т	410	0,01	внешняя
ВЛТЭ-510Т	510	0,1	внешняя
ВЛТЭ-1100Т	1100	0,1	внешняя
ВЛТЭ-2100Т	2100	0,1	внешняя
ВЛТЭ-3100Т	3100	0,1	внешняя
ВЛТЭ-4100Т	4100	0,1	внешняя
ВЛТЭ-5100Т	5100	1,0	внешняя
ВЛТЭ-6100Т	6100	1,0	внешняя
ВЛТЭ-8100Т	8100	1,0	внешняя

Весы поставляются с первичной поверкой.

Цена поверки включена в стоимость весов.

Зарегистрированы в Госреестре СИ РБ.

Для получения подробной информации по интересующему Вас оборудованию отправляйте запрос на электронную почту belagrovent-lab@yandex.by или звоните.